

Informationen zur Rücksendung von Flüssigkeiten

neu: Mai 2021

Bitte beachten Sie:

Nach Durchführung der Beprobung müssen die flüssigen Proben schnellstmöglich und **gekühlt** z.B. in einer Styroporverpackung mit Kühlpack ins Hygiene-Labor transportiert werden. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Probe **spätestens am Tag nach der Probenahme im Labor weiterverarbeitet werden kann (z.B. durch Expressversand über Nacht oder Selbstanlieferung)**, um valide Ergebnisse zu erhalten

Bei Nichtbeachtung werden die Proben nicht angelegt, da falsch positive oder auch falsch negative Ergebnisse die Folge sein könnten.